

## Gerätesatz Elektrostatik

Unverbindliche Artikelinformationen aus [www.conatex.com](http://www.conatex.com) vom 23.12.2024/DE1

Bestellnummer: 1008031



zum Artikel im  
Webshop

349,00 € zzgl. MwSt.

Folgende Versuche lassen sich mit dem Gerätesatz durchführen:

- \* Kraftwirkung zwischen geladenen Körpern (Doppelpendel)
- \* Büschelelektroskop
- \* Spitzenentladung
- \* Elektrostatischer Tanz
- \* Elektrostatischer Filter (Rauchverzehrer)
- \* Elektrostatisches Glockenspiel
- \* Elektrostatischer Kugellauf
- \* Blitztafel

Mit dem Gerätesatz Elektrostatik lassen sich eine Reihe von interessanten, teilweise historischen, Experimenten im Bereich der Elektrostatik durchführen. Die Teile sind mit einem 4 mm-Steckerstift versehen und lassen sich so - schnell auswechselbar - auf einem isolierten Stativ montieren. Als Verbindung zur Ladungsquelle können Experimentierkabel mit 4 mm-Steckern oder die beiliegenden Verkettungen verwendet werden. Als Ladungsquelle für die Versuche empfehlen wir die Influenzmaschine oder den Bandgenerator

Lieferumfang:

Stativfuß - Stativstab, isoliert, mit Halte- und Verbindungsbuchse - Konduktorkugel, 30 mm Ø, mit Steckerstift - Kugellauf - Doppelpendel aus Holundermark, mit Hakenstativ - Holundermark Abschnitte (10 Stück), in Schachtel - Gehäuse mit Kugelelektrode - Gehäuse mit Spitzenelektrode - Spitzenrad mit Nadellager - Papierbüschel (Schirm) - Blitztafel - Glockenspiel - Reibungsstab, Kunststoff, mit 4mm-Buchse - Verkettungen (2 Stück).

Lieferung erfolgt im Koffer mit Versuchsanleitung.

**CONATEX-DIDACTIC Lehrmittel GmbH · Experimentiergeräte für Naturwissenschaft und Technik**  
Zentrales Handelsregister Saarbrücken HRB-Nr. 91619 · Geschäftsführer: Christoph Wolfsperger · [www.conatex.com](http://www.conatex.com)

SITZ IN DEUTSCHLAND  
Zinzinger Str.11 · D-66117 Saarbrücken  
Fon +49 (0)6849 992 96 0  
Fax +49 (0)6849 992 96 26  
[info@conatex.com](mailto:info@conatex.com) · USt-ID: DE138038542

VERTRIEB ÖSTERREICH  
Schwindgasse 4/7 · A-1040 Wien  
Fon +43 (0)720 88 23 35  
Fax +43 (0)720 88 23 36  
[austria@conatex.com](mailto:austria@conatex.com)

VERTRIEB SCHWEIZ  
Aeschengraben 29 · CH-4051 Basel  
Fon +41 (0)61 588 01 65  
Fax +41 (0)61 588 01 75  
[schweiz@conatex.com](mailto:schweiz@conatex.com)

**didacta**  
Verband der Bildungswirtschaft  
**worlddidac**  
MEMBER

## Gerätesatz Elektrostatik

Unverbindliche Artikelinformationen aus [www.conatex.com](http://www.conatex.com) vom 23.12.2024/DE1

Bestellnummer: 1008031

### Empfohlenes Zubehör



**Influenzmaschine kompakt**

Bestellnummer 1242117

294,00 € zzgl. MwSt.

**CONATEX-DIDACTIC Lehrmittel GmbH · Experimentiergeräte für Naturwissenschaft und Technik**

Zentrales Handelsregister Saarbrücken HRB-Nr. 91619 · Geschäftsführer: Christoph Wolfsperger · [www.conatex.com](http://www.conatex.com)

SITZ IN DEUTSCHLAND  
Zinzinger Str.11 · D-66117 Saarbrücken  
Fon +49 (0)6849 992 96 0  
Fax +49 (0)6849 992 96 26  
[info@conatex.com](mailto:info@conatex.com) · USt-ID: DE138038542

VERTRIEB ÖSTERREICH  
Schwindgasse 4/7 · A-1040 Wien  
Fon +43 (0)720 88 23 35  
Fax +43 (0)720 88 23 36  
[austria@conatex.com](mailto:austria@conatex.com)

VERTRIEB SCHWEIZ  
Aeschengraben 29 · CH-4051 Basel  
Fon +41 (0)61 588 01 65  
Fax +41 (0)61 588 01 75  
[schweiz@conatex.com](mailto:schweiz@conatex.com)

**didacta**  
Verband der Bildungswirtschaft  
**worlddidac**  
MEMBER