

Gerätesatz Elektrostatik

Unverbindliche Artikelinformationen aus www.conatex.com vom 22.07.2024/DE1

Bestellnummer: 1008031



zum Artikel im
Webshop

349,00 € zzgl. MwSt.

Folgende Versuche lassen sich mit dem Gerätesatz durchführen:

- * Kraftwirkung zwischen geladenen Körpern (Doppelpendel)
- * Büschelelektroskop
- * Spitzenentladung
- * Elektrostatischer Tanz
- * Elektrostatischer Filter (Rauchverzehrer)
- * Elektrostatisches Glockenspiel
- * Elektrostatischer Kugellauf
- * Blitztafel

Mit dem Gerätesatz Elektrostatik lassen sich eine Reihe von interessanten, teilweise historischen, Experimenten im Bereich der Elektrostatik durchführen. Die Teile sind mit einem 4 mm-Steckerstift versehen und lassen sich so - schnell auswechselbar - auf einem isolierten Stativ montieren. Als Verbindung zur Ladungsquelle können Experimentierkabel mit 4 mm-Steckern oder die beiliegenden Verkettungen verwendet werden. Als Ladungsquelle für die Versuche empfehlen wir die Influenzmaschine oder den Bandgenerator

Lieferumfang:

Stativfuß - Stativstab, isoliert, mit Halte- und Verbindungsbuchse - Konduktorkugel, 30 mm Ø, mit Steckerstift - Kugellauf - Doppelpendel aus Holundermark, mit Hakenstativ - Holundermark Abschnitte (10 Stück), in Schachtel - Gehäuse mit Kugelelektrode - Gehäuse mit Spitzenelektrode - Spitzenrad mit Nadellager - Papierbüschel (Schirm) - Blitztafel - Glockenspiel - Reibungsstab, Kunststoff, mit 4mm-Buchse - Verkettungen (2 Stück).
Lieferung erfolgt im Koffer mit Versuchsanleitung.

CONATEX-DIDACTIC Lehrmittel GmbH · Experimentiergeräte für Naturwissenschaft und Technik
Zentrales Handelsregister Saarbrücken HRB-Nr. 91619 · Geschäftsführer: Christoph Wolfsperger · www.conatex.com

SITZ IN DEUTSCHLAND
Zinzinger Str.11 · D-66117 Saarbrücken
Fon +49 (0)6849 992 96 0
Fax +49 (0)6849 992 96 26
info@conatex.com · USt-ID: DE138038542

VERTRIEB ÖSTERREICH
Schwindgasse 4/7 · A-1040 Wien
Fon +43 (0)720 88 23 35
Fax +43 (0)720 88 23 36
austria@conatex.com

VERTRIEB SCHWEIZ
Aeschengraben 29 · CH-4051 Basel
Fon +41 (0)61 588 01 65
Fax +41 (0)61 588 01 75
schweiz@conatex.com

didacta
Verband der Bildungswirtschaft
worlddidac
MEMBER

Gerätesatz Elektrostatik

Unverbindliche Artikelinformationen aus www.conatex.com vom 22.07.2024/DE1

Bestellnummer: 1008031

Empfohlenes Zubehör



Influenzmaschine
Bestellnummer 1008152

314,00 € zzgl. MwSt.

CONATEX-DIDACTIC Lehrmittel GmbH · Experimentiergeräte für Naturwissenschaft und Technik
Zentrales Handelsregister Saarbrücken HRB-Nr. 91619 · Geschäftsführer: Christoph Wolfsperger · www.conatex.com

SITZ IN DEUTSCHLAND
Zinzinger Str.11 · D-66117 Saarbrücken
Fon +49 (0)6849 992 96 0
Fax +49 (0)6849 992 96 26
info@conatex.com · USt-ID: DE138038542

VERTRIEB ÖSTERREICH
Schwindgasse 4/7 · A-1040 Wien
Fon +43 (0)720 88 23 35
Fax +43 (0)720 88 23 36
austria@conatex.com

VERTRIEB SCHWEIZ
Aeschengraben 29 · CH-4051 Basel
Fon +41 (0)61 588 01 65
Fax +41 (0)61 588 01 75
schweiz@conatex.com

didacta
Verband der Bildungswirtschaft
worlddidac
MEMBER