


Tragring KM für Heizhaube 500 ml

Unverbindliche Artikelinformationen aus www.conatex.com vom 01.07.2024/DE1

Bestellnummer: 1163034



zum Artikel im
Webshop



41,00 € zzgl. MwSt.

Zur Befestigung der Standard- und Gehäuseheizhauben in Stativaufbauten wird ein kunststoffbeschichteter Tragring verwendet. Dabei wird die Heizhaube an ihren vier Befestigungshaken in den Tragring eingehakt. Mit einer Kreuzklemme kann der Tragringarm an senkrechten oder waagrechten Stativaufbauten befestigt werden.

Technische Daten:

- * Inhalt Kolben 500 ml
- * Durchmesser Ring 160 mm
- * Höhe 160 mm

CONATEX-DIDACTIC Lehrmittel GmbH · Experimentiergeräte für Naturwissenschaft und Technik
Zentrales Handelsregister Saarbrücken HRB-Nr. 91619 · Geschäftsführer: Christoph Wolfsperger · www.conatex.com

SITZ IN DEUTSCHLAND
Zinzinger Str.11 · D-66117 Saarbrücken
Fon +49 (0)6849 992 96 0
Fax +49 (0)6849 992 96 26
info@conatex.com · USt-ID: DE138038542

VERTRIEB ÖSTERREICH
Schwindgasse 4/7 · A-1040 Wien
Fon +43 (0)720 88 23 35
Fax +43 (0)720 88 23 36
austria@conatex.com

VERTRIEB SCHWEIZ
Aeschengraben 29 · CH-4051 Basel
Fon +41 (0)61 588 01 65
Fax +41 (0)61 588 01 75
schweiz@conatex.com

didacta
Verband der Bildungswirtschaft
worlddidac
MEMBER