

Moticam S12

Informations indicatives de www.conatex.com du 03.07.2024/DE1

Référence: 1204013



vers la vidéo
pédagogique

912,00 € HT

Si vous exigez une résolution maximale tant pour l'affichage live que pour l'impression la Moticam S12 est votre choix. À une cadence de 25 images par seconde*, elle gère le plus grand volume de données de tous les modèles de Moticam S. Si vous vous focalisez sur le moindre détail, la Moticam S12 est votre solution.

Système prérequis:

Système d'Exploitation pris en charge: Windows 7/8/10, MAC OSX10.9, Linux ou supérieur. Dualcore 2 GHz - Mémoire RAM 2 Go - Mémoire vidéo min. 512 Mo

Données techniques:

Type de capteur: sCMOS

Taille du capteur: 1/7"

Zone d'imagerie: 9.33mm (diagonale)

Résolution de capture: 12MP

Mode d'affichage en direct via USB: 4000x3000 ; 2048x1080

Taille de pixel: 1.85x1.85µm

Mode de balayage: Progressif

Transfert de données: USB 3.1

Max. images par seconde (fps *): 4000x3000 à 25 images/s ; 2048x1080 à 50 images/s

Temps d'exposition: 22 µsec à 2 sec

Sensibilité: 280mV(G) à 1/30 sec

Dispositif de support: TWAIN, SDK et pilote DirectShow

Monture de lentilles: Monture C

Logiciel Motic Images Plus 3.0 pour Windows, OSX et Linux

Fonctions: Capture d'images fixes et vidéo, mesure d'images en direct et d'images fixes, réglages d'image, balance des blancs,

CONATEX-DIDACTIC Lehrmittel GmbH · Experimentiergeräte für Naturwissenschaft und Technik
Zentrales Handelsregister Saarbrücken HRB-Nr. 91619 · Geschäftsführer: Christoph Wolfsperger · www.conatex.com

SITZ IN DEUTSCHLAND
Zinzinger Str.11 · D-66117 Saarbrücken
Fon +49 (0)6849 992 96 0
Fax +49 (0)6849 992 96 2
info@conatex.com · USt-ID: DE138038542

VERTRIEB ÖSTERREICH
Schwindgasse 4/7 · A-1040 Wien
Fon +43 (0)720 88 23 35
Fax +43 (0)720 88 23 36
austria@conatex.com

VERTRIEB SCHWEIZ
Aeschengraben 29 · CH-4051 Basel
Fon +41 (0)61 588 01 65
Fax +41 (0)61 588 01 75
schweiz@conatex.com

didacta
Verband der Bildungswirtschaft
worlddidac
MEMBER

Alles für
Naturwissenschaften



Moticam S12

Informations indicatives de www.conatex.com du 03.07.2024/DE1

Référence: 1204013

exposition automatique et manuelle, système d'étalonnage des objectifs individuels

Alimentation: 5 V (à partir du port USB)

*Images par seconde dans des conditions d'éclairage optimales et dans le respect des exigences informatiques minimales requises

Contenu:

Adaptateur CS, câble USB 3.1, lame de calibration à 4 points, Motic Images Plus 3.0 pour Windows/OSX/Linux

CONATEX-DIDACTIC Lehrmittel GmbH · Experimentiergeräte für Naturwissenschaft und Technik

Zentrales Handelsregister Saarbrücken HRB-Nr. 91619 · Geschäftsführer: Christoph Wolfsperger · www.conatex.com

SITZ IN DEUTSCHLAND
Zinzinger Str.11 · D-66117 Saarbrücken
Fon +49 (0)6849 992 96 0
Fax +49 (0)6849 992 96 26
info@conatex.com · USt-ID: DE138038542

VERTRIEB ÖSTERREICH
Schwindgasse 4/7 · A-1040 Wien
Fon +43 (0)720 88 23 35
Fax +43 (0)720 88 23 36
austria@conatex.com

VERTRIEB SCHWEIZ
Aeschengraben 29 · CH-4051 Basel
Fon +41 (0)61 588 01 65
Fax +41 (0)61 588 01 75
schweiz@conatex.com

didacta
Verband der Bildungswirtschaft
worlddidac
MEMBER