


Elektrophorese-Station mit Visualisierung

Unverbindliche Artikelinformationen aus www.conatex.com vom 03.07.2024/DE1

Bestellnummer: 1223057



zum Artikel im
Webshop

398,00 € zzgl. MwSt.

Visualisieren Sie Gele sicher, noch in der Elektrophoresekammer.

Führen Sie eine Elektrophorese durch und Visualisieren Sie die Ergebnisse noch in der Station selbst! Ohne lästiges Übertragen des Gels in eine Kammer mit UV-Licht oder das hantieren mit einer UV-Lampe.

Schieben Sie den Transilluminator unter die Station und visualisieren Sie die Gelbanden sofort. Das emittierte Licht liegt unter dem UV-Bereich. Der orange Filter schützt die Augen und reduziert den Kontakt mit Gefahrquellen zusätzlich auf ein Minimum.

Eine Elektrophorese-Station genügt für ein bis zwei Schülergruppen und liefert Ergebnisse in 15 bis 30 Minuten.

Mit dem im Lieferumfang enthaltenen Permanent-Gel, haben Sie die Möglichkeit, das Pipettieren zu üben und den Verbrauch von Agarose zu reduzieren.

Technische Daten:

Kammer:

- * Neues, schlankes Design
- * Orangener Kontrast-Deckel
- * Konturierter Deckel verbessert die Visualisierung
- * Belüfteter Boden
- * Farbcodierte Drucklaschen
- * Ausgießer zum Ausgießen des verbrauchten Puffers
- * Auswechselbare Elektrodenmodule

Lieferumfang:

- * 2 7x7 cm Gel-Schlitten,
- * 1 14x7 cm Gel Schlitten
- * 2 Gel-Kämme für 6 und 8 Kammern

CONATEX-DIDACTIC Lehrmittel GmbH · Experimentiergeräte für Naturwissenschaft und Technik
Zentrales Handelsregister Saarbrücken HRB-Nr. 91619 · Geschäftsführer: Christoph Wolfsperger · www.conatex.com

SITZ IN DEUTSCHLAND
Zinzinger Str.11 · D-66117 Saarbrücken
Fon +49 (0)6849 992 96 0
Fax +49 (0)6849 992 96 26
info@conatex.com · USt-ID: DE138038542

VERTRIEB ÖSTERREICH
Schwindgasse 4/7 · A-1040 Wien
Fon +43 (0)720 88 23 35
Fax +43 (0)720 88 23 36
austria@conatex.com

VERTRIEB SCHWEIZ
Aeschengraben 29 · CH-4051 Basel
Fon +41 (0)61 588 01 65
Fax +41 (0)61 588 01 75
schweiz@conatex.com

didacta
Verband der Bildungswirtschaft
worlddidac
MEMBER

Elektrophorese-Station mit Visualisierung

Unverbindliche Artikelinformationen aus www.conatex.com vom 03.07.2024/DE1

Bestellnummer: 1223057

- *4 Gummikappen
- *1 Permanant-Gel
- *1 Transilluminator
- *1 orangefarbener Kontrast-Deckel


Nicht enthalten sind: Pipetten, Agarose und DNA-Färbemittel.

Empfohlenes Zubehör



Stabilisiertes Netzgerät für die Gelelektrophorese Duo
Bestellnummer 1233013

328,00 € zzgl. MwSt.



SYBR® Safe DNA-Marker
Bestellnummer 1233020

63,60 € zzgl. MwSt.

CONATEX-DIDACTIC Lehrmittel GmbH · Experimentiergeräte für Naturwissenschaft und Technik
Zentrales Handelsregister Saarbrücken HRB-Nr. 91619 · Geschäftsführer: Christoph Wolfsperger · www.conatex.com

SITZ IN DEUTSCHLAND
Zinzinger Str. 11 · D-66117 Saarbrücken
Fon +49 (0)6849 992 96 0
Fax +49 (0)6849 992 96 26
info@conatex.com · USt-ID: DE138038542

VERTRIEB ÖSTERREICH
Schwindgasse 4/7 · A-1040 Wien
Fon +43 (0)720 88 23 35
Fax +43 (0)720 88 23 36
austria@conatex.com

VERTRIEB SCHWEIZ
Aeschengraben 29 · CH-4051 Basel
Fon +41 (0)61 588 01 65
Fax +41 (0)61 588 01 75
schweiz@conatex.com

didacta
Verband der Bildungswirtschaft
worlddidac
MEMBER