

Elektrophorese-Station Klassensatz

Unverbindliche Artikelinformationen aus www.conatex.com vom 03.07.2024/DE1

Bestellnummer: 1233014



zum Artikel im
Webshop

948,00 € zzgl. MwSt.



Mit diesem System fahren Sie 6 Gele (120 Proben) gleichzeitig!

Das neu gestaltete Elektrophoresegerät wurde entwickelt, um eine hervorragende Auflösung in kurzer Zeit zu erzielen! Jede herausnehmbare, UV-transparente Kammer verfügt über ein geformtes Lineal und Orientierungspfeil zur Befüllung der ersten Probe. Sie ist ideal für Gruppenexperimente, bei denen der Benutzer bis zu sechs Gele auf einmal beladen kann.

Beim Gießen des Agarosegels sollte die Temperatur der geschmolzenen Agarose, die in die Gelschale gegossen wird, 60°C nicht überschreiten. Heiße Agaroselösung kann die Gelschale irreversibel verformen. Nach Beendigung der Elektrophorese schalten Sie die Stromquelle aus und ziehen Stromquelle aus und trennen Sie die Kabel bevor Sie die Abdeckung entfernen. Versuchen Sie nicht das Gerät ohne die Abdeckung zu betreiben in Betrieb zu nehmen. Färben Sie Gele nicht in der Apparatur. Zur Reinigung verwenden Sie keine Reinigungsmittel.

Technische Daten:

Kammer:

- * Neues, schlankes Design
- * Kann bis zu sechs Gele gleichzeitig verwenden
- * Konturierter Deckel verbessert die Visualisierung
- * Belüfteter Boden
- * Farbcodierte Drucklaschen
- * Ausgießer zum Ausgießen des verbrauchten Puffers
- * Auswechselbare Elektrodenmodule

Stabilisiertes Netzgerät

- * Maximale Spannung: 150 Volt
- * Max. Stromstärke: 75 Milliampere
- * Typ Ausgang: Konstante Spannung

CONATEX-DIDACTIC Lehrmittel GmbH · Experimentiergeräte für Naturwissenschaft und Technik
Zentrales Handelsregister Saarbrücken HRB-Nr. 91619 · Geschäftsführer: Christoph Wolfsperger · www.conatex.com

SITZ IN DEUTSCHLAND
Zinzinger Str. 11 · D-66117 Saarbrücken
Fon +49 (0)6849 992 96 0
Fax +49 (0)6849 992 96 26
info@conatex.com · USt-ID: DE138038542

VERTRIEB ÖSTERREICH
Schwindgasse 4/7 · A-1040 Wien
Fon +43 (0)720 88 23 35
Fax +43 (0)720 88 23 36
austria@conatex.com

VERTRIEB SCHWEIZ
Aeschengraben 29 · CH-4051 Basel
Fon +41 (0)61 588 01 65
Fax +41 (0)61 588 01 75
schweiz@conatex.com

didacta
Verband der Bildungswirtschaft
worlddidac
MEMBER

Elektrophorese-Station Klassensatz

Unverbindliche Artikelinformationen aus www.conatex.com vom 03.07.2024/DE1

Bestellnummer: 1233014

- * Leitungseingänge: 2 Sätze, vertieft, farbcodiert
- * Sicherung: 1,0 Ampere
- * Eingangsleistung: 50/60 Hz, 110/220 Volt
- * Anschluss: 3-Draht geerdetes Kabel

Lieferumfang:

- * Elektrophorese-Kammer mit 6 Gel-Schlitten und 6 Kämmen
- * DuoSource Netzgerät (stabilisiert)
- * Mini-Pipetten mit 40µl - Fixvolumen (2x)
- * DNA-Fingerprinting Klassenkit
- * 2 Racks Pipettenspitzen (je Rack 96 Stück)

Empfohlenes Zubehör



Elektrophorese Reagenzien Kit
Bestellnummer 1233022

99,80 € zzgl. MwSt.

CONATEX-DIDACTIC Lehrmittel GmbH · Experimentiergeräte für Naturwissenschaft und Technik
Zentrales Handelsregister Saarbrücken HRB-Nr. 91619 · Geschäftsführer: Christoph Wolfsperger · www.conatex.com

SITZ IN DEUTSCHLAND
Zinzinger Str.11 · D-66117 Saarbrücken
Fon +49 (0)6849 992 96 0
Fax +49 (0)6849 992 96 26
info@conatex.com · USt-ID: DE138038542

VERTRIEB ÖSTERREICH
Schwindgasse 4/7 · A-1040 Wien
Fon +43 (0)720 88 23 35
Fax +43 (0)720 88 23 36
austria@conatex.com

VERTRIEB SCHWEIZ
Aeschengraben 29 · CH-4051 Basel
Fon +41 (0)61 588 01 65
Fax +41 (0)61 588 01 75
schweiz@conatex.com

didacta
Verband der Bildungswirtschaft
worlddidac
MEMBER